

## L'EXAMEN

Nom de l'examen	PORPHYRINES FECALES
Autre nom de l'examen	
Intérêts cliniques	Diagnostic des porphyries, permet de typer une porphyrie avec analyse concomitante des urines et du sang.

## LE LIEU DE L'ANALYSE

Nom de l'hôpital ou de l'établissement	LOUIS MOURIER
Unité	CENTRE FRANÇAIS DES PORPHYRIES
Examen fait sur APHP ou hors-APHP	APHP
Réalisation de l'analyse 24H/24	non

## PREANALYTIQUE

Type de prélèvement	Selles
Matériel de recueil	flacon copro
Nombre	1
Volume minimum à prélever	Une noisette



Modalité de prélèvement:	Manuel de prélèvement (GED)
Document à joindre à la prescription :	Feuille de demande CFP janvier 2016.pdf

Délais de rajout d'analyse	
Modalités de rajout d'analyse	
Modalités d'acheminement	A l'abri de la lumière
Délais maximum d'acheminement	< 3 jours
Sachet de transport	vert cru
Autre sachet	Si transfert d'un autre site des HUPNVS, mettre en sachet gris.

Commentaire	Prélèvement après 3 jours de régime sans viande saignante + &a grave; conserver à l'abri de la lumière et à 4°C + joindre renseignements cliniques
-------------	--

## ANALYTIQUE

Nom de la Méthode ou de l'Analyseur :

Principe de l'analyse :

Date de la validation de la méthode (date):

Réactifs :

Etalons :

CQI :

CIL :

Interférence :

Linéarité:

Diluant utilisé :

Corrélation des analyseurs :

Remarques particulières :

## INFORMATIONS POUR LE PRE-TRAITEMENT ET L'ENVOI DIFFERE

---

Examen fait sur APHP ou hors-APHP	APHP
Nom de l'hôpital ou de l'établissement	LOUIS MOURIER
Unité	CENTRE FRANÇAIS DES PORPHYRIES
Urgence Analytique	
Urgence Analytique	
Pré-Traitement obligatoire	non
Envoi différé possible	oui
Délais de conservation maximum avant envoi	
Modalité de prétraitement si envoi différé	CENTRE DE TRI ET D'ENREGISTREMENT DES EXAMENS
Modalité de conservation si envoi différé	CENTRE DE TRI ET D'ENREGISTREMENT DES EXAMENS
Condition d'acheminement vers le laboratoire traitant	
Remarques particulières, si envoi différé	Conservation + transport : - jusqu'à 5 jours réfrigéré - ou jusqu'à 30 jours congelé

## INFORMATIONS RELATIVE AUX TRANSPORTS DES ECHANTILLONS

---

Nom du Transporteur

## POST ANALYTIQUE

---

Délais de rendu de résultat direct	
Délais de rendu de résultat	1 à 8 jours
Unités	nmol/g de poids sec
Normales	inférieur à 200 nmol/g

Modalités de rendu de résultat en urgence

## COTATION

---

Type cotation	BHN
Cotation	120
Codification	P060

## DATE DE MISE A JOUR - AUTEUR

---

Date de création	01/10/2005
Auteur	ADMIN
Dernière date de mise à jour	25/08/2016
Auteur	Caroline SCHMITT